


CARACTERÍSTICAS

Mascarilla quirúrgica de triple capa que cubre la boca y la nariz. Proporciona una barrera para minimizar la transmisión directa de agentes infecciosos. Prevenir la salida de agentes infecciosos. La resistencia a las salpicaduras. Eficacia de filtración bacteriana >98% Desechable. No contiene fibra de vidrio.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES:


- El cuerpo de la mascarilla no se toque con los dedos /manos de quien la lleva puesta.
- Se desinfecten las manos (desinfección total de las mismas) después de la retirada de la mascarilla.
- Se lleve puesta una mascarilla que cubra la nariz y la boca del usuario, nunca ha de dejarse que la mascarilla cuelgue del cuello del usuario.
- La mascarilla utilizada se debería desechar cuando exista una necesidad adicional de protección.

COMPOSICIÓN



TALLAS

Talla única



Requisitos de funcionamiento / Operating requirements:				RESULTADOS RESULTS (Promedio ± DS) (Average ± SD)	
	Tipo I	Tipo II	Tipo IIR		
5.2.2.	Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) (%) Bacterial Filtration Efficiency (BFE) (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98	98,07 ± 0,91
5.2.3.	Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm ²) Breathability: Differential pressure (Pa/cm ²)	< 40	< 40	< 60	56 ± 2
5.2.4.	Presión de resistencia a las salpicaduras(kPa) Splash resistance pressure (kPa)	No requerido Not required	No requerido Not required	≥ 16,0	Fallan 0 de 5 a 17 kPa Failure 0 of 5 at 17 kPa

