

Repose® Cojín

Cómoda redistribución de la presión

Indicado para el tratamiento de todas las categorías de úlceras por presión como parte de una estrategia de prevención de úlceras por presión y para pacientes identificados como de muy alto riesgo.

El cojín es compatible con todo tipo de sillas donde se pueda asegurar con la correa y también puede ser utilizado con sillas de ruedas de uso general con reposabrazos ajustados.

El cojín Repose® puede limpiarse y ser reutilizado por múltiples pacientes.

- Solución portátil para sillas estáticas.
- El perfil delgado aumenta el confort del paciente.
- Las celdas de aire exterior más altas proporcionan mayor estabilidad.
- Garantía de fabricación de dos años.
- Bomba de hinchado con válvula inteligente incluida
- Fácil de limpiar y desinfectar para uso multi-paciente.



Los productos Repose® protegen a los pacientes en todos los niveles de riesgo



Repose® está indicado para el tratamiento de todas las categorías de úlceras por presión.



Uso del Producto Multi-Paciente



Peso máximo del paciente 139kg

Protegido Seguro Ajustable



Repose® Correa de sujeción

Asegurar el producto firmemente en su lugar ayudando a la estabilidad y la seguridad.



Válvula Inteligente

Repose® Bomba & Válvula Inteligente

El cojín de redistribución de presión Repose® viene dentro de un cilindro que sirve de bomba de hinchado, única y fácil de usar, que permite inflar el cojín de aire en segundos, dejándolo listo para usar y garantiza automáticamente que el cojín se infla a la presión correcta.

Celdas de alto perfil

Las celdas de los extremos son más altas, proporcionan una mayor estabilidad, aumentando el confort del paciente, la confianza y el posicionamiento.



Funda Cojín

Celdas de bajo perfil

Dan seguridad y aumentan el confort del paciente debido a la poca altura de las celdas.

Accesorios

El cojín Repose® tiene los siguientes accesorios; Funda de cojín, extensor de correa Repose® y la funda de cojín azul Repose®. Todos los accesorios tienen una garantía de un año a partir de la fecha de la factura.