



Belleza Diversidad Respeto Intimidad



Con PRIM los mejores resultados

Desde hace más de cincuenta años, Prim ha dedicado sus esfuerzos en conseguir que las mujeres que han sufrido una mastectomía vuelvan a sonreír. Nuestra misión ha sido siempre disponer de prótesis lo más naturales posibles, sujetadores, bañadores y accesorios para restaurar el confort y la confianza después de la cirugía.

Las prótesis mamarias de Trulife están diseñadas en diferentes formas y en un amplio tallaje para que complementen a la perfección con cualquier estilo de vida de cada mujer y en cualquier momento del día.

Los cuidados en la fabricación de los sujetadores, teniendo especial preocupación en los puntos claves para proporcionar una máxima adaptación y total confianza es nuestro mayor requisito, sin olvidar la elegancia y la moda que ello requiere. Femeninos, cómodos y con estilo propio, no tienen que estar reñidos con la seguridad.

Solo sabemos hacer las cosas bien

Índice

PRÓTESIS DE MAMA	4
Provisionales	5
Tradicional	6
Silk	8
Sublime Aris	10
BodiCool Wave	12
Baño	13
Parciales	14
Guía tallas prótesis de mama	16
SUJETADORES	18
Sujetadores Guía de adaptación	20
Primera puesta	22
Tradicionales	24
Imprescindibles	26
Sujetadores de un vistazo	28
BAÑO	30
CUIDADO DE PRODUCTOS	31

Desde el principio, y hasta hoy en día Trulife ha creado con éxito las prótesis de mama más naturales y realistas. Somos conscientes de que cada mujer es única y con características únicas.

Después de la cirugía de mama, puede ser difícil adaptarse a los muchos cambios en la vida de una mujer y aceptar una nueva apariencia. Trulife ha dedicado 60 años al desarrollo de productos únicos e innovadores; nuestro enfoque siempre ha sido hacer que esta transición sea un poco más fácil y cómoda para cada mujer.

Las prótesis de mama Trulife están disponibles en una amplia gama de formas y tamaños para complementar la belleza natural de la mujer. Las tendencias en el tipo de cirugía y el estilo de vida hacen que cada prótesis de mama se adapte a todas las necesidades particulares de cada mujer y su día a día de forma personalizada.

Para ello contamos con la ayuda y asesoramiento inestimable de mujeres de todo el mundo que se han sometido a una cirugía de mama, nuestros productos se usan y prueban en cada etapa del proceso de desarrollo. De esta manera podemos ofrecer a las mujeres la gama de prótesis de mama más innovadoras, cómodas e individuales disponibles en el mercado hoy en día.

Prótesis de mama

Provisionales

Colección ideal de prótesis de espuma ligera para después de la cirugía. Se pueden usar para dormir y en la vida cotidiana, por mujeres con una actividad moderada. Cuenta con una funda de algodón extraíble para facilitar el lavado.




616 Tri-Featherweight

Tallas: 1-14

Perfil: Ideal para cualquier perfil de pecho.

Forma: Triangular bilateral.

- La forma triangular se adapta a una variedad de tipos de cuerpo y cirugía.
- Espuma blanda sin peso.
- Recomendado para postoperatorios.
- Sujetadores recomendados: Lina, Mirabelle.



Tradicionales

Nosotros
entendemos
porque
escuchamos.

Y ha sido así desde hace más de 60 años.

Las prótesis de mama tradicionales cubren y **se mueven como el tejido mamario natural**. La película de seda suave y la variedad de formas hacen que la silicona tradicional sea una buena opción para muchas mujeres.





633 Symphony

Perfil: Estándar a redondeados.

Tallas: 1-14

Forma: Triangular, bilateral.

- La forma triangular versátil se adapta a una variedad de tipos de cuerpo y cirugía.



344 E Supreme

Perfil: Estándar a redondeados.

Tallas: 1-17

Forma: Gota, bilateral.

- Color translúcido.
- Prótesis simétrica en forma de gota. La parte posterior es plana por lo que se adapta muy bien a casi todo tipo de cirugías.
- Puede colocarse en cualquier dirección para un ajuste óptimo.



333 A Supreme

Perfil: Estándar a redondeados.

Tallas: 1-14 L/R

Forma: Gota con pala, asimétrica.

- La forma asimétrica reemplaza el tejido en la parte superior del pecho y la axila. Las extensiones axilares facilitan el mantenimiento de la prótesis en su sitio.
- Recomendado para su uso con cirugía bilateral o extensa.



571 Bella

Perfil: Estándar a redondeados.

Tallas: 3-14

Forma: Triangular, bilateral.

- Color translúcido.
- La forma de triángulo simétrico se adapta a una variedad de tipos de cuerpo y cirugía.

Se incluye una funda COOLMAX® con todas nuestras prótesis tradicionales.

Silk

Harmony Silk define como debe ser una prótesis de mama, suave y natural.

Su innovadora textura es suave como la seda y ofrece una flexibilidad inigualable. Todas las prótesis Harmony Silk ofrecen una cobertura sumamente natural y única.

La colección Silk de Trulife ofrece la mayor selección de formas y tamaños disponibles en el mercado y son un **30% más ligeras que las prótesis tradicionales** de silicona.

Yolanda

¡Estoy muy agradecida de haber vencido dos veces al cáncer de mama! Las mamografías son increíbles, ¡y os animo a que os hagáis las vuestras!

Mi primer diagnóstico positivo fue con 32 años, ya era madre de dos niños pequeños. Elegí ser agresiva en mi tratamiento porque quería estar ahí para mi joven familia. Mi familia fue mi enfoque e inspiración en mi lucha.

Veinte años después me sorprendió un segundo diagnóstico de cáncer de mama. Pronto siguió una mastectomía doble, con vía central para la quimioterapia.

Mi fe, mi matrimonio, mi familia y mis amigos me dan la fuerza para esta lucha por la vida.

La cirugía de reconstrucción no era una opción para mí. Encontré en las prótesis Trulife la más natural y cómoda solución a mi vida diaria.

¡Gracias Trulife!



¡LA MÁS VENDIDA!



471 Silk Triangle

Perfil: Anguloso a estándar.

Tallas: 1-17

Forma: Triangular, bilateral.

- Nº. 1 en ventas de prótesis mamarias en el mundo.
- La forma de prótesis mas versátil, la forma triangular es la que mejor se adapta a una mayor variedad de tipos de cuerpos y cirugías.
- Una suave concavidad posterior permite acomodarse perfectamente a la cicatriz.

485 Silk Curve

Perfil: Anguloso.

Tallas: 2-14

Forma: Triangular, bilateral.

- La parte superior alargada hace una adaptación mas suave hacia el tórax.
- Tacto suave y natural para combinar con un pecho maduro.
- Se adapta a la perfección a los sujetadores.



473 Silk Teardrop

Perfil: Anguloso a estándar.

Tallas: 1-14

Forma: Gota, bilateral.

- Muy versátil, en forma de gota. Bilateral y de ajuste ideal a cualquier anatomía de la mujer.
- Puede colocarse en cualquier dirección para un ajuste óptimo.



475 Silk A Supreme

Perfil: Anguloso a estándar.

Tallas: 1-14 L/R

Forma: Gota con pala, asimétrica.

- La forma asimétrica reemplaza el tejido en la parte superior del pecho y la axila.
- Suave concavidad posterior que permite acomodarse perfectamente a la cicatriz.
- Recomendado para su uso con cirugía bilateral.



Sublime Aris



Julia

Me diagnosticaron cáncer de mama cuando mi hija tenía cuatro meses.

Habiendo perdido a mi propia madre repentinamente por cáncer cuando tenía cinco años, la noticia hizo que mis peores temores se hicieran realidad. En el lapso de aproximadamente 18 meses, mi cuerpo pasó por cambios extremos durante el embarazo, la lactancia, los exámenes de diagnóstico, la quimioterapia, una mastectomía bilateral y siete semanas de tratamientos de radiación, todo mientras trabajaba a tiempo completo y cuidaba a nuestro bebé recién nacido.

Decidí renunciar a la reconstrucción para que mi cuerpo tuviera más tiempo para recuperarse y, mientras tanto, encontré la sensación de ser una mujer joven, madre y esposa nuevamente con la ayuda de una prótesis de mama y un sujetador de mastectomía adecuado.

Ambos son herramientas esenciales en mi viaje para descubrir una nueva imagen de mí misma.

Estas revolucionarias prótesis de mama están hechas con **silicona 100% pura** y cuentan con un **núcleo de panal de abeja** que garantizan una transpirabilidad óptima.

El diseño de silicona pura con bordes extrafinos, permite que estas prótesis de mama se usen **directamente sobre la piel** para lograr un ajuste más íntimo. Sublime Aris ofrece suavidad y movimiento similar al tejido mamario natural, con una bonita y larga durabilidad.



151 Sublime Arís

Perfil: Anguloso

Tallas: 3-14

Forma: Triangular, bilateral

- Ligera y fresca.
- 100% silicona. Puede usarse directamente sobre la pared torácica.
- Prótesis ultraligera, con un 45% menos de peso que una prótesis tradicional.
- Sensación natural de piel.
- Incluye una funda COOLMAX®.

BodiCool

BodiCool Wave está pensada para la mujer que elige la sensación de **silicona ligera con una solución al calor corporal**.

Esta prótesis de mama integra un **sistema innovador de TruCool Gel**, una mezcla de silicona patentada por Trulife que utiliza una **tecnología de ventilación avanzada**.

BodiCool Wave proporciona un efecto de enfriamiento constante al extraer continuamente el exceso de calor del cuerpo. Los puntos de contacto elevados del sistema de canalización promueven una circulación de aire mejorada que permite una ventilación óptima.

Los canales llenos de TruCool Gel proporcionan una ventilación óptima

El sistema de canalización elevado promueve una circulación de aire mejorada



495 BodiCool Wave Triangle

Perfil: Estándar a redondeados.

Tallas: 1-14

Forma: Triangular, bilateral.

- Los canales llenos de TruCool Gel proporcionan un enfriamiento óptimo.
- El sistema de canalización elevado promueve una circulación de aire mejorada.
- Las propiedades refrescantes se regeneran una vez que la forma del pecho se retira de la pared torácica.
- La forma triangular se adapta a una mayor variedad de anatomías y cirugías.



496 BodiCool Wave Teardrop

Perfil: Angulosos a estándar.

Tallas: 1-14

Forma: Gota, bilateral

- Versátil, en forma de gota en la extensión superior.
- Puede colocarse en cualquier dirección para un ajuste óptimo.

Se incluye una funda COOLMAX® con todas nuestras prótesis BodiCool.

Baño

Gayle

Ser diagnosticado de cáncer de mama a los 30 años mientras vivía una vida saludable y activa fue lo más confuso y aterrador que me ha pasado en mi vida.

Pero había un propósito para mi enfermedad y decidí aceptar el llamado de ser un testimonio vivo de la vida, el amor y las oportunidades que podemos tener después del cáncer.

Incluso si no estas enfermo o nunca has tenido cáncer, estos son los momentos de tu vida, y eso es realmente todo lo que tenemos.

Vive una vida de la que estés orgulloso.

Las prótesis de mama para baño Trulife son **ideales para todas las actividades acuáticas**. Conservan su forma dentro y fuera del agua. Se pueden utilizar en agua clorada y salada.

ActiveFlow es el concepto más nuevo en el diseño de prótesis mamarias para una **estilo de vida activo**. La combinación perfecta de perlas y tejido espaciador moldeado proporciona un perfil favorecedor y natural, ya sea en movimiento o acostada.

630 ActiveFlow

Tallas: 1-14

Perfil: Angulosos a estándar.

Forma: Triangular bilateral.

- La prótesis mas popular para todas las actividades, como nadar, correr, gym, yoga...
- Las perlas de monopreno livianas no absorben agua y se secan rápidamente.
- Las perlas también se mueven y aplanan al tomar el sol.



Parciales

Trulife ofrece prótesis mamarias de silicona parcial suave diseñadas para **proporcionar la simetría más ligera y natural** para una lumpectomía, reconstrucción o asimetrías mamarias. Todas las prótesis parciales de mama tienen los bordes muy finos para asegurar un perfil liso e impecable debajo de la ropa.



355 Teardrop Partial

Tallas: 1-11

Forma: Gota, bilateral.

- Silicona suave con piel exterior sedosa y suave.
- Cobertura moderada y parcial para una apariencia perfecta.



Los contornos naturales proporcionan un ajuste íntimo

El aspecto y la sensación más natural imaginable

El pezón y la areola integrados mejoran y restauran la feminidad

110 Impressions Shell Triangle

Perfil: Parcial.

Tallas: S, M, L, XL

Forma: Triangular bilateral.

- El ahusamiento natural se combina a la perfección creando un ajuste íntimo.
- La areola y el pezón integrados mejoran y restauran la feminidad.
- Forma de mama parcial para lumpectomía o reconstrucción.



Val

Me diagnosticaron carcinoma ductal invasivo en 2011. Ese mismo día, me puse las zapatillas y me dirigí al gimnasio.

Filmé un anuncio más tarde esa noche y lo publiqué en Facebook. En esa sesión de vídeo improvisada nació mi alter ego superhéroe, Victorious Val.

Una tumorectomía, disección de ganglios linfáticos, 36 sesiones de radiación y un año de tratamiento con medicamentos hormonales detrás de mí, ahora estoy controlando el linfedema en mi brazo derecho. Después del tratamiento, me uní a los blogs de cáncer de mama como escritora recurrente y mi primer poema fue publicado en prensa.

Fundé la página de Facebook "Victorious Val & the Breast Cancer Crusaders", que, actualmente con 4.000 seguidores, ofrece aliento a sobrevivientes, co-sobrevivientes y simpatizantes.

Prótesis de mama

Guía de tallas

Como usar esta Guía de tallas:

1. Seleccione su copa (normalmente es la B) y siga la columna hacia abajo hasta la talla de pecho obtenida de la toma de medidas.

2. Siga esa fila hacia la derecha para encontrar el tamaño sugerido según el modelo de prótesis elegido.

Ligeras

MODELO	495	496	151	471	485	473	475
NOMBRE	BodiCool Wave Triangle	BodiCool Wave Teardrop	Sublime Arís	Silk Triangle	Silk Curve	Silk Teardrop	Silk A Supreme
TALLAS	1-14	1-14	3-14	1-17	2-14	1-14	1-14 L/R
PÁGINA	5	5	9	12	13	13	14

GUÍA DE TALLAS														
PERFIL								Estándar a redondeado	Anguloso a estándar	Estándar	Anguloso a estándar	Anguloso	Anguloso a estándar	Anguloso a estándar
COPA														
AA	A	B	C	D	DD	DDD								
TALLA DE SUJETADOR (IN/CM)														
28/60							1	1		1		1	1	
30/65	28/60						2	2		2		2	2	
32/70	30/65	28/60					3	3	3	3		3	3	
34/75	32/70	30/65	28/60				4	4	4	4		4	4	
36/80	34/75	32/70	30/65				5	5	5	5		5	5	
38/85	36/80	34/75	32/70	30/65			6	6	6	6		6	6	
40/90	38/85	36/80	34/75	32/70			7	7	7	7		7	7	
42/95	40/90	38/85	36/80	34/75	32/70		8	8	8	8		8	8	
44/100	42/95	40/90	38/85	36/80	34/75		9	9	9	9		9	9	
46/105	44/100	42/95	40/90	38/85	36/80	34/75	10	10	10	10		10	10	
48/110	46/105	44/100	42/95	40/90	38/85	36/80	11	11	11	11		11	11	
50/115	48/110	46/105	44/100	42/95	40/90	38/85	12	12	12	12		12	12	
52/120	50/115	48/110	46/105	44/100	42/95	40/90	13	13	13	13		13	13	
	52/120	50/115	48/110	46/105	44/100	42/95	14	14	14	14		14	14	
		52/120	50/115	48/110	46/105	44/100			15					
			52/120	50/115	48/110	46/105			16					
				52/120	50/115	48/110			17					

Perfiles definidos:

Anguloso: el tejido mamario cubre la copa inferior del sujetador, a menudo visto en mujeres maduras con tejido mamario blando.

Estándar Cantidades iguales de tejido mamario en la parte superior e inferior del seno con una apariencia más redonda en la copa superior.

Redondeado: La apariencia más redonda, que requiere una forma con una fuerte proyección para llenar la parte superior e inferior de la copa.

Como usar esta Guía de tallas:

1. Seleccione su copa (normalmente es la B) y siga la columna hacia abajo hasta la talla de pecho obtenida den la toma de medidas.

2. Siga esa fila hacia la derecha para encontrar el tamaño sugerido según el modelo de prótesis elegido.

Como usar esta Guía de tallas:								Tradicional				Baño	Provi- sional	Parciales	
MODELO								344	633	333	571	630	616	355	110
NOMBRE								E Supreme	Symphony	A Supreme	Bella	ActiveFlow	Tri- Featherwei- ght	Partial	Impressions Shell
TALLAS								1-17	1-14	1-14 L/R	3-14	1-14	1-14	1-11	S, M, L, XL
PÁGINA								15	15	15	15	17	18	19	19
GUÍA DE TALLAS															
PERFIL								Estándar a redondeado	Estándar a redondeado	Estándar a redondeado	Estándar a redondeado	N/A	N/A	N/A	N/A
COPA															
AA	A	B	C	D	DD	DDD	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
TALLA DE SUJETADOR (IN/CM)															
28/60							1		1		1	1	1		
30/65	28/60						2	1	2		2	2	2		
32/70	30/65	28/60					3	2	3	3	3	3	3		
34/75	32/70	30/65	28/60				4	3	4	4	4	4	4	S	
36/80	34/75	32/70	30/65				5	4	5	5	5	5	5	S	
38/85	36/80	34/75	32/70	30/65			6	5	6	6	6	6	6	M	
40/90	38/85	36/80	34/75	32/70			7	6	7	7	7	7	7	M	
42/95	40/90	38/85	36/80	34/75	32/70		8	7	8	8	8	8	8	L	
44/100	42/95	40/90	38/85	36/80	34/75		9	8	9	9	9	9	9	L	
46/105	44/100	42/95	40/90	38/85	36/80	34/75	10	9	10	10	10	10	10	XL	
48/110	46/105	44/100	42/95	40/90	38/85	36/80	11	10	11	11	11	11	11	XL	
50/115	48/110	46/105	44/100	42/95	40/90	38/85	12	11	12	12	12	12			
52/120	50/115	48/110	46/105	44/100	42/95	40/90	13	12	13	13	13	13			
	52/120	50/115	48/110	46/105	44/100	42/95	14	13	14	14	14	14			
		52/120	50/115	48/110	46/105	44/100	15	14							
			52/120	50/115	48/110	46/105	16								
				52/120	50/115	48/110	17								

Los sujetadores para prótesis de mama ofrecen confianza y comodidad todos los días, con distintas opciones y estilos para una variedad de estilos de vida.

Nuestros sujetadores están hechos con tejidos y componentes de calidad que se inspeccionan para cumplir con las rigurosas especificaciones. Cada sujetador es cosido cuidadosamente por trabajadores altamente calificados, seguido de una inspección minuciosa antes de ser empaquetados para su entrega.

Todos los sujetadores tienen bolsillos en ambos lados hechos de malla suave transpirable o tela.

Nuestra gama de sujetadores ofrecen: sujetadores y camisetas súper suaves para después de la cirugía, sujetadores cómodos y seguros para el día a día y sujetadores para una actividad activa durante todo el día.

Otras características especiales incluyen una o varias de las siguientes: delicados bordados, tirantes acolchados para los hombros, delicados adornos de encaje, cierre frontal.

¡Hay muchas opciones disponibles para encontrar el ajuste ideal!

Sujetadores Prim

Sujetadores


Guía de adaptación

Cómo lograr el ajuste perfecto

Cuando se ajusta un sujetador, hay que tener en cuenta las tres formas distintas que describen el perfil de la mujer: anguloso, estándar y redondeado.


El tipo de perfil no depende de la copa. Por ejemplo, una mujer que usa una copa "D" puede tener un perfil anguloso, al igual que una mujer que usa una copa "A" puede tener un perfil redondeado.

A continuación se muestra una guía para ayudar a entender mejor los diferentes tipos de perfiles:




ANGULOSO

El tejido mamario cubre la copa inferior del sujetador y se ve a menudo en mujeres maduras con tejido mamario blando. La mujer de perfil anguloso requiere un sujetador con una copa inferior grande y una copa superior pequeña.



ESTÁNDAR

Hay una cantidad igual de tejido mamario en la parte superior e inferior del pecho, con una apariencia más redonda en el área de la copa superior. La mujer de perfil medio suele tener un tejido mamario firme y un perfil redondo.



REDONDEADO

Para producir la apariencia más completa, la mujer de perfil redondeado requiere un sujetador que brinde no solo soporte en la copa inferior, sino también soporte y cobertura para la parte superior del pecho. El perfil redondeado también puede ser amplio sin mucha proyección, necesitando un sujetador que brinde contención, como los estilos de escote en V que separan además de dar soporte.

Los sujetadores que aparecen en las páginas siguientes indican ó sugieren un de perfil sugerido. Conocer el perfil y el de los sujetadores puede proporcionar una adaptación perfecta y una ajuste personalizado, eficiente y gratificante.

Además, cada sujetador presentado en este catálogo tiene características específicas y beneficios de diseño innovadores, por ejemplo, COOLMAX® y otros materiales que mejoran el rendimiento.

Los sujetadores de Trulife que sean fabricados en LYCRA® y COOLMAX® son marcas registradas de INVISTA.

GUÍA DE MEDIDAS DE SUJETADOR

Encontrar el sujetador adecuado es esencial para que una mujer se vea y se sienta mejor. Las siguientes pautas sobre la medición del tamaño del sujetador son solo una técnica sugerida y un punto de partida. Tomarse el tiempo para encontrar el tamaño correcto asegurará un ajuste óptimo. Tenga en cuenta que los cambios corporales debido al aumento o pérdida de peso, también pueden cambiar la talla del sujetador. Las mediciones deben revisarse nuevamente dentro de los seis meses a un año.

MEDIDA DEL CONTORNO DEL SUJETADOR

Se mide el contorno del tórax por debajo del pecho y se ajusta al múltiplo de 5 más cercano.

Ejemplo: Medida 76 cm.....talla EU 75.

Medida de copa

Tomaremos la medida de medio tórax: desde el esternón hasta la columna pasando por encima de la mama no operada, la multiplicamos por 2: así conseguimos el contorno del tórax por encima del pecho. Si la diferencia de contornos (sobre el pecho y bajo pecho) resulta:

- de 10/12 cm la copa es A;
- + de 20 cm la copa es C;
- entre 10 y 20 cm la copa es B.

Ejemplo: Contorno bajo pecho mide 76 cm.....talla EU 75

Contorno medio tórax mide 44 cm... $44 \times 2=88$ cm.

$88-76=12$ cm, por tanto el sujetador correcto es talla EU 75 copa B.

Talla de sujetador

Sabiendo la talla y la copa que corresponde a la paciente, se busca en las tablas de equivalencias de las paginas 16 y 17, la talla de prótesis adecuada.

Ejemplo: Para un sujetador talla 75 EU copa B. Si la prótesis elegida es una Silk A Supreme, la talla de la prótesis adecuada sería la nº 6.

CARACTERÍSTICAS DEL SUJETADOR

Todos los sujetadores de PRIM brindan características esenciales para un ajuste adecuado:

1. Tirantes de hombro ajustables
2. Ribete elástico alrededor del escote
3. Cobertura completa de la copa
4. Escote central alto
5. Apoyo generoso en las axilas
6. Buena separación entre copas
7. Bolsillos suaves y transpirables
8. Banda inferior de apoyo y sujeción
9. Dos o más niveles de ajuste trasero (no se muestran)



Primera Puesta



MIRB Mirabelle Queen

Tipo: Sin costuras.

Perfil: Ideal para cualquier perfil de pecho.

Color: Blanco.

TALLA	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
CM	70-75B	80-85B	90-95B	100-105B	110-115B	120-125B	130-135B
IN	32-34B	36-38B	40-42B	44-46B	48-50B	52-54B	56-58B

Sujetador postoperatorio firme y súper suave en tallas extragrandes. Totalmente transpirable en tela de microfibra suave. Proporciona apoyo y alivio después de la cirugía de mama o radioterapia. Sujetador tipo top para dormir, llevar en casa o en la calle debajo de la ropa habitual, en cualquier momento le hará sentir cómoda.

- Tirantes anchos y regulables para el máximo confort.
- Dos niveles de ajuste por delante.
- 91% poliamida, 9% Elastán.

MIRN Mirabelle

Tipo: Sin costuras.

Perfil: Ideal para cualquier perfil de pecho.

Color: Negro.

TALLA	S	M	L	XL	2XL
CM	70-75B	80-85B	90-95B	100-105B	110-115B
IN	32-34B	36-38B	40-42B	44-46B	48-50B

Tejido totalmente transpirable en tela de microfibra suave. Diseño con espalda cruzada, proporcionan un buen ajuste y soporte. Compresión integrada en diferentes zonas, contribuye a un proceso de curación eficaz después de la cirugía. Sujetador tipo top para dormir, llevar en casa o en la calle debajo de la ropa habitual, en cualquier momento le hará sentir cómoda.

- Tirantes anchos y regulables para el máximo confort.
- Dos niveles de ajuste por delante.
- 91% poliamida, 9% Elastán.



LIN Lina

Tipo: Sin costuras.

Perfil: Ideal para cualquier perfil de pecho.

Color: Blanco.

TALLA	S	M	L	XL	2XL
CM	70-75B	80-85B	90-95B	100-105B	110-115B
IN	32-34B	36-38B	40-42	44-46B	48-50B

Camiseta larga y muy cómoda de llevar. Su adaptación al cuerpo es extraordinaria. Proporciona máxima sujeción y alivio después de la cirugía de mama o radioterapia. Para dormir, llevar en casa o en la calle debajo de la ropa habitual, en cualquier momento le hará sentir cómoda. Tejido totalmente transpirable en tela de microfibra suave.

- Tirantes anchos y regulables para el máximo confort.
- 87% Poliamida, 13% Elastán.



Soporte medio



LEA Leah

Estilo: Imprescindible.

Perfil: Anguloso o estándar.

Colores: Blanco, Alabastro y Negro.

NOMBRE	LADOS	TALLAS/COPA	COLOR
Leah	Bil	EU 70 - 90B UK 32 - 40B	Beige 

Sujetador sin costuras con tirantes dobles delanteras que proporciona una apariencia atractiva, moderno e impecable.

El tejido elástico de microfibra con forma del pecho que le hace ser muy femenino y cómodo. Elástico suave en el escote y las axilas ofrece un ajuste seguro.

- Tirantes que se ajustan a la espalda para mayor soporte.
- Bolsillos COOLMAX® extendidos sin costuras que absorben la humedad para mayor comodidad y transpirabilidad
- El broche posterior tiene 2 alturas y 4 niveles de ajuste.
- Copas con adorno de encaje.
- 20% Algodón, 54% Poliamida, 26% Elastán.



LUN Luna

Estilo: Imprescindible.

Perfil: Estándar o redondeados.

Colores: Blanco.

NOMBRE	LADOS	TALLAS/COPA	COLOR
Luna	Bil	EU 70 - 95B UK 32 - 42B	Blanco 

Sujetador preformado, se adapta perfectamente al contorno y forma de cualquier mujer. Estampado muy discreto y elegante, que lo hace un sujetador juvenil y sencillo, muy versátil para cualquier ocasión.

Funcionalidad y confort se unen a la belleza. Sujetador muy agradable por su ligereza, suavidad, flexibilidad.

- Tirantes anchos y almohadillados para que no se claven en los hombros.
- El broche posterior tiene 2 alturas y 3 niveles de ajuste.
- 83% Nylon®, 17% Elastán.



MAR María

Estilo: Imprescindible.

Perfil: Estándar o redondeados.

Colores: Cava y Camel.

NOMBRE	LADOS	TALLAS/COPA	COLOR
María	Bil	EU 75 - 95B UK 34 - 42B	Camel 

Sujetador preformado con tejido liso, muy femenino. Funcionalidad y confort se unen a la belleza. Sujetador con Elastán que proporciona una sensación muy agradable de confort y belleza mediante la suavidad, ligereza y resistencia al sudor.

- El Nylon® hace del sujetador una prenda elástica y resistente.
- Tirantes anchos y almohadillados para que no se claven en los hombros.
- El broche posterior tiene 2 alturas y 3 niveles de ajuste.
- 73% Nylon®, 27% Elastán.



PEN Penélope

Estilo: Imprescindible.

Perfil: Estándar o redondeados.

Colores: Blanco y Beige.

NOMBRE	LADOS	TALLAS/COPA	COLOR
Penélope	Bil	EU 75 - 95B UK 34 - 42B	Blanco 
Penélope	Bil	EU 75 - 95B UK 34 - 42B	Beige 

Sujetador sin aros con costuras especiales para sentirse cómoda. Tirantes anchos y almohadillados para que no se claven en los hombros. Tejido liso con flores brocadas muy elegante.

- Los tirantes son anchos para que no se claven en los hombros.
- El broche posterior tiene 2 alturas y 3 niveles de ajuste.
- 20% Algodón, 54% Poliamida, 26% Elastán.
- *Copa A disponible, bajo pedido. Consultar plazo de entrega.*



Mayor soporte



DISPONIBLE
EN COPA C

LUI Luisa

Estilo: Tradicional.

Perfil: Estándar o redondeados.

Colores: Blanco, Beige y Negro.

NOMBRE	LADOS	TALLAS/COPA	COLOR
Luisa	Bil	EU 75 - 105B UK 34 - 46B	Blanco <input type="checkbox"/>
Luisa	Bil	EU 75 - 105B UK 34 - 46B	Beige <input type="checkbox"/>
Luisa	Bil	EU 75 - 105B UK 34 - 46B	Negro <input type="checkbox"/>

Sujetador preformado con forma de aro pero sin aro, que gracias al Nylon® le da una gran resistencia y elasticidad. Al llevar elastán en su composición, el sujetador es ligero, suave y flexible. Es una prenda elástica y muy resistente.

- Encaje en el escote y en los tirantes.
- Los tirantes son anchos para que no se claven en los hombros.
- El broche posterior tiene 2 alturas y 3 niveles de ajuste.
- 84% Nylon®, 16% Elastán.
- *Copa C disponible, bajo pedido. Consultar plazo de entrega.*



NI Natural I

Sujetador con tallaje español.
Equivale a 2 tallas mas que la EU.

Estilo: Tradicional.

Perfil: Estándar o redondeados.

Colores: Blanco, Alabastro y Negro.

NOMBRE	LADOS	TALLAS/COPA	COLOR
Natural I	Bil	ESP 85 - 105B EU 75 - 95B UK 34 - 42B	Blanco <input type="checkbox"/>
Natural I	Bil	ESP 85 - 115B EU 75 - 105B UK 34 - 46B	Alabastro <input type="checkbox"/>
Natural I	Bil	ESP 85 - 115B EU 75 - 105B UK 34 - 46B	Negro <input type="checkbox"/>

Elegante sujetador para moldear y sostener un pecho voluminoso. El Nylon® proporciona elasticidad y resistencia, mientras que el elastán proporciona ligereza y suavidad.

Reúne los puntos claves para ser considerado un sujetador ideal para mujeres mastectomizadas.

- Tirantes anchos y acolchados para aliviar el hombro.
- El broche posterior tiene 2 alturas y 4 niveles de ajuste.
- Copas con adorno de encaje.
- 82% Nylon®, 18% Elastán.



Sujetador con tallaje español.
Equivalente a 2 tallas más que la EU.

NIL Natural I Largo

Estilo: Tradicional.

Perfil: Estándar o redondeados.

Colores: Alabastro.

NOMBRE	LADOS	TALLAS/COPA	COLOR
Natural I Largo	Bil	ESP 90 - 120B EU 80 - 110B UK 36 - 48B	Alabastro

Sujetador largo que cubre el cuerpo hasta el abdomen, haciendo el efecto de faja.

Especial para pecho voluminoso en tallas grandes.

Entre las ventajas del elastán encontramos su ligereza y suavidad.

- Lleva el cierre en la espalda con 4 niveles de ajuste.
- Los tirantes son anchos y acolchados para alivio del hombro.
- Tiene ballenas laterales para evitar que se enrolle.
- 82% Poliamida, 18% Elastán.



SOP Sophie

Estilo: Tradicional.

Perfil: Estándar o redondeados.

Colores: Alabastro.

NOMBRE	LADOS	TALLAS/COPA	COLOR
Sophie	R, L	EU 90 - 125B UK 36 - 50B	Alabastro

Sujetador con cierre delantero, hombros anchos y acolchados, con espalda con aspecto de camiseta.

El Nylon® proporciona elasticidad y resistencia. Entre las ventajas del elastán encontramos su ligereza y suavidad. Sujetador de corte más tradicional.

Reúne los 10 puntos claves para ser considerado un sujetador ideal para mujeres mastectomizadas.

- Adornos de encaje en la copa.
- Es un sujetador extremadamente cómodo que empuja los hombros hacia atrás mejorando la mala postura y el linfedema.
- Diseñado especialmente para pecho grande y voluminoso.
- 82% Nylon®, 18% Elastán.

Sujetadores de un vistazo



Jen













Me diagnosticaron cáncer de mama a los 33 años.

Gracias a los desafíos del año pasado, he aprendido mucho sobre mí y he aprendido a vivir mi vida al máximo.

Todos esos sueños y deseos a los que me había aferrado durante tantos años, ahora los estoy haciendo realidad.

Este camino no es fácil, pero quiero animar a otras mujeres a enseñar al cáncer quién manda.

¡Es posible y soy una prueba viviente de ello!

	REF.	NOMBRE	TALLAS	COPAS	LADOS	COLOR	COMPOSICIÓN	PERFIL			FORMA COPA			
														
Primera Puesta		MIRB	MIRABELLE QUEEN	S - 4XL EU 70 - 135B UK 32 - 58B	B	Bil		87% Poliamida 13% Elastán						
		MIRN	MIRABELLE	S - 2XL EU 70 - 115B UK 32 - 50B	B	Bil		87% Poliamida 13% Elastán						
		LIN	LINA	S - 2XL EU 70 - 115B UK 32 - 50B	B	Bil		87% Poliamida 13% Elastán						
Soporte medio		LEA	LEAH	EU 70 - 90B UK 32 - 40B	B	Bil		20% Algodón 54% Poliamida 26% Elastán						
		LUN	LUNA	EU 70 - 95B UK 32 - 42B	B	Bil		83% Nylon® 17% Elastán						
		MAR	MARIA	EU 75 - 95B UK 34 - 42B	B	Bil		73% Nylon® 27% Elastán						
		PEN	PENELOPE	EU 75 - 95B UK 34 - 42B	A*, B	Bil	 	20% Algodón 54% Poliamida 26% Elastán						
Mayor soporte		LUI	LUISA	EU 75 - 105B UK 34 - 46B	B, C*	Bil	  	84% Nylon® 16% Elastán						
		NI	NATURAL I	ESP 85 - 105B EU 75 - 95B UK 34 - 42B	B	Bil		82% Nylon® 18% Elastán						
		NI	NATURAL I	ESP 85 - 115B EU 75 - 105B UK 34 - 46B	B	Bil	 	82% Nylon® 18% Elastán						
		NIL	NATURAL I LARGO	ESP 90 - 120B EU 80 - 110B UK 36 - 48B	B	Bil		82% Poliamida 18% Elastán						
		SOP	SOPHIE	EU 90 - 125B UK 40 - 54B	B	R, L		82% Nylon® 18% Elastán						

* Copas bajo pedido. Consultar plazo de entrega.

Baño




AQU Aqua

NOMBRE	LADOS	TALLAS/COPA	COLOR
Aqua	Bil	EU 38 - 52	Azul

Bañador de escote cuadrado. Lycra resistente. Gracias a su forro interior delantero ayuda a moldear la figura.

Lycra especialmente preparada para uso continuado en piscina y mar. Resiste al cloro y el salitre.

- Copas blandas y conformadas para moldear la silueta.
- Espalda con forma redondeada. Refuerzo en la espalda para que no pierda la forma.
- Bañador bilateral, con un diseño que asegura la prótesis en su lugar.
- Disponible todo el año.



ROY Royal

NOMBRE	LADOS	TALLAS/COPA	COLOR
Royal	Bil	EU 38 - 52	Azul marino

Bañador de escote cuadrado. Lycra resistente. Gracias a su forro interior delantero ayuda a moldear la figura.

Lycra especialmente preparada para uso continuado en piscina y mar. Resiste al cloro y el salitre.

- Copas blandas y conformadas para moldear la silueta. Espalda con forma redondeada.
- Tirantes regulables en altura. Refuerzo en la espalda para que no pierda la forma.
- Bañador bilateral, con un diseño que asegura la prótesis en su lugar.
- Disponible todo el año.

Cuidados de los productos

Prótesis de mama

Las prótesis de mama de silicona Trulife están diseñadas para mujeres de todas las edades, con diferentes estilos de vida y tipos de cirugía. Nuestras prótesis de mama están disponibles en una amplia gama de formas, tamaños, texturas y pesos para garantizar que cada mujer pueda encontrar la prótesis de mama que mejor se adapte a sus necesidades.

Para limpiar diariamente las prótesis de mama de silicona, lave a mano suavemente en agua tibia con un jabón suave. Secar con una toalla, no escurrir ni frotar. Evite el uso de polvos, perfumes o agua caliente directamente sobre la prótesis de mama. Se debe tener especial cuidado con el uso de objetos afilados que puedan dañar la prótesis de mama.

Recuerde que su prótesis de mama debe guardarse en su funda cuando no la este usando. Existen fundas de repuesto para todos los modelos de prótesis de mama.



Rutina de limpieza de Sublime Aris

Lave la prótesis con la frecuencia necesaria siguiendo las siguientes indicaciones:

1. Diariamente

Aplique una cantidad de jabón del tamaño de un guisante en un paño húmedo y utilícelo para lavar la prótesis de mama, por delante y por detrás. Limpiar con un paño seco.

2. Una vez a la semana

Lavar la prótesis de mama sumergiéndola en agua tibia y jabón. El núcleo en la prótesis en forma de panal 100% de silicona mantendrá el agua con jabón en su interior. Para extraerlo enjuague con abundante agua, hasta su total eliminación del interior. Con una toalla absorbente, presione firmemente la prótesis hacia abajo evacuando toda el agua. Repita hasta que se extraiga la mayor parte del agua, luego deje secar durante la noche. Para mejorar aún más la sensación sedosa y suave, es posible aplicar talco uniformemente sobre la parte delantera de la prótesis de mama.

Sujetadores

Los sujetadores cuentan con tejidos de calidad. El cuidado adecuado prolongará la vida útil de los sujetadores y proporcionarán comodidad y seguridad duradera además de una apariencia y sensación natural en general. Recomendamos lavarse a mano con agua tibia y con un jabón suave. Colgar para secar para obtener mejores resultados. Evite el uso de suavizantes y no usar blanqueadores.



Catálogo Post-mastectomía



Prim, S.A.



C/ Yolanda González, nº 15
Pol. Ind. Nº 1
28938 Móstoles - Madrid - España

www.prim.es



(01)08426680773128

Art.:713248
Marzo2021