



Allmobility BAGNOLETTO®



BAGNOLETTO es el sistema innovador que proporciona el placer de un verdadero baño. Garantiza un mayor alivio, tanto físico como mental, salvaguardando el objetivo principal de una limpieza oportuna y precisa.



Si cuidas a una persona postrada en cama, seguro que conoces la importancia del bienestar físico y psíquico y de apoyar las funciones biológicas normales y el cuidado diario del cuerpo. Incluso cuando el paciente no es autosuficiente, es fundamental tratar de mantener sus hábitos higiénicos inalterables, favoreciendo la limpieza y la hidratación.



- ❌ *El método que se utiliza actualmente es la esponja. Consiste en lavar el cuerpo con esponjas (empapadas en agua o soluciones detergentes neutras), y secar la piel cuidadosamente. Sin embargo, este método tiene muchos límites: las esponjas a menudo causan irritación por frotamiento excesivo (en estos casos la piel es particularmente sensible). Además, no siempre garantizan limpieza completa, especialmente en zonas de especial dificultad de acceso (llagas y pliegues), y que, si no se esterilizan adecuadamente, pueden ser vehículos de infecciones (virus y bacterias).*
- ❌ *La otra opción, si las condiciones de la persona lo permiten, podría ser el baño y la ducha asistidos. Un baño completo implica el uso de un asiento auxiliar o de un elevador eléctrico, que debe instalarse en la bañera, y en la ducha implica tener un asiento de pared o una silla de ruedas. Ambos métodos son bastante difíciles de manejar, requieren más de una persona y pueden provocar lesiones físicas o estrés severo para el paciente.*

Allmobility Bagnoletto ha sido diseñado para superar estos problemas. Es la mejor alternativa a los métodos tradicionales; es cómodo, práctico, rápido y garantiza una limpieza precisa, reduciendo el estrés del cuidador y la incomodidad de la persona discapacitada.

- ✔ **Se puede utilizar directamente en la cama del paciente, evitando cualquier manipulación incorrecta del paciente.**
- ✔ **Ofrece todos los beneficios de un baño completo.**
- ✔ **Mejora la calidad de las operaciones asistenciales e higiénicas.**
- ✔ **Permite el uso de agua corriente en cualquier condición o contexto.**
- ✔ **No es necesario conectarse a la corriente eléctrica.**
- ✔ **Apto para cualquier tipo de cama, incluso sin laterales.**
- ✔ **Rápido y fácil de usar.**



BAGNOLETTO es una lámina de PVC con bordes laterales rígidos que se levantan y se enganchan para formar una bañera. Se coloca más o menos de la misma manera que cuando se cambia la sábana con el paciente en la cama. La operación se ve facilitada por las correas de agarre.



Extender BAGNOLETTO

Movilizar al paciente hacia un lado de la cama.



Colocación

Colocar el BAGNOLETTO parcialmente debajo del paciente. Girar al paciente y desplegar completamente la bañera.







Baño

Utilice el tanque de agua a presión con su grifo de ducha(elemento opcional).



Desmontaje

Vacíe el exceso de agua. Retire la bañera y desmonte BAGNOLETTO



El sistema cuenta con varios puntos de drenaje de agua y mangueras rectas o curvas que facilitan esta operación. El agua se puede traer desde un grifo con una extensión, o se puede usar el tanque de agua a presión (accesorio opcional). Para uso profesional en instalaciones residenciales o de rehabilitación, se sugiere utilizar sábanas desechables que se puedan usar para cada lavado.



Bolsa de transporte (incluida de serie) para guardar fácilmente el BAGNOLETTO



Ver el video en Youtube >



- **Como usar BAGNOLETTO?**

Extender BAGNOLETTO bajo tu paciente y use el tanque de agua a presión (que contiene agua tibia limpia) para duchar a la persona.

- **Se puede usar en cualquier tipo de cama?**

Si, BAGNOLETTO es apta para cualquier tipo de cama (incluidas las que no tienen laterales).

- **Cuánto mide BAGNOLETTO?**

85 x 190 x 20h cm

- **De qué material esta hecho BAGNOLETTO?**

BAGNOLETTO está fabricado en poliéster y PVC clase 2C



- **Como retiro el agua residual?**

Después del baño, el agua sobrante se saca en cubos específicos (no incluidos), a través de las mangueras suministradas.

- **Que cantidad de agua contiene el tanque?**

La capacidad del tanque opcional es de 10 litros.

- **Es posible añadir soluciones jabonosas al agua?**

Si, es posible añadir cualquier solución al agua.

- **Es necesario mover al paciente?**

No, BAGNOLETTO se puede usar directamente en una persona encamada sin mover al paciente.

- **Cuántas personas son necesarias para el uso del BAGNOLETTO?**

Una persona es suficiente. El baño es sencillo y fácil de ejecutar.

- **Se puede usar BAGNOLETTO sin electricidad?**

Si, BAGNOLETTO se usa sin conectarse a ninguna red eléctrica.

- **Es necesario esterilizarlo tras cada uso?**

Si se utilizan sábanas desechables no es necesario su esterilización.



O	Cod. Artículo	Descripción
1	VQ BLBAGNOLE	BAGNOLETTO 85x190x20 cm y tubos de drenaje.
2	VQ BLSERBAT	Tanque de agua a presión BAGNOLETTO
3	VQ BLTELINI	Sábanas desechables para BAGNOLETTO 10 uds y 4 sujeciones
4	VQ BLSOLOTELI	Sábanas desechables BAGNOLETTO 10 uds
5	VQ BLRECIP	Cubo de vaciado plegable. Capacidad 11 litros



Allmobility BAGNOLETTO®



8 056600 180019



8 056600 180026